




NumioVET-MONITOR

Monitor Veterinario



NumioVET-MONITOR es un monitor digital de parámetros fisiológicos para aplicaciones veterinarias. Es un equipo autónomo que ayuda a monitorizar el animal durante intervenciones médicas delicadas, o cuando este requiera de aplicación de anestésicos. Diseñado y fabricado en España.

Características Técnicas

- Frecuencia respiratoria 6 – 100 Rpm
- Medida de volumen 10 – 150 ml / 80 – 1200 ml
- Medida de flujo 0.2 – 12 L/min / 1 – 50 L/min
- Medida de presión pulmonar 0 – 50 mbar
- Rango de medida de CO₂ 0 - 50%
- Rango de medida de SpO₂ 80 – 100 %
- Rango de frecuencia cardiaca 20 – 250 Lpm
- Rango de temperatura 25 - 45 °C
- Rango de FiO₂ 15 – 100 %

- Interfaz de usuario en Color de 10”
- Versátil y fácil de utilizar
- Táctil
- Alarmas configurables
- Dimensiones (l x w x h) 350 x 110 x 300 mm
- Peso 3.5 kg




Interfaz de usuario




Gráficas y medidas


Cardíacas



Respiratorias



Lazos respiratorios



Tendencia



Modelos

Modelo	CO ₂	Neumo	ECG	SPO ₂	FiO ₂	Temp
VET 1000	X	X				
VET 1100	X					
VET 1300			X	X		
VET 1400	X	X	X	X		
VET-ECG			X			
VET-SpO2				X		
VET-FiO2					X	
VET-Temp						X